

ALLEGATO A - ALLEGATO TECNICO

Modalità di espletamento del servizio

Il servizio prevede l'attivazione di ritiri a richiesta da e per le sedi ARPAT con consegna nell'ambito della stessa giornata, senza alcun carattere di prevedibilità.

Il servizio sarà svolto sulla base di singole richieste effettuabili da ciascuna delle sedi dell'Area Vasta Costa.

I ritiri potranno avvenire in orario pomeridiano o mattutino e dovranno prevedere la consegna alla sede ARPAT di destinazione entro le ore 18,30 per la fascia pomeridiana e le ore 11,00 per la fascia mattutina (fatti salvi eventuali altri orari di consegna concordati).

I ritiri stessi potranno essere effettuati a partire dalle ore 14,00 in fascia pomeridiana e a partire dalla ore 9,00 in fascia mattutina (fatti salvi eventuali altri orari di consegna concordati).

I ritiri potranno essere attivati entro le ore 18,30 del giorno precedente quello previsto per lo svolgimento se riguardano servizi con ritiro al mattino, entro le ore 11,00 del giorno stesso se riguardano servizi con ritiro nel pomeriggio.

Le sedi presso cui dovranno essere effettuati i ritiri sono:

- **Dipartimento ARPAT di PIOMBINO ELBA**, Via Adige, 12 – Loc. Montegemoli – 57025 Piombino (LI)
- **Dipartimento ARPAT di LIVORNO**, Via Marradi, 114 – 57126 LIVORNO
- **Dipartimento ARPAT di PISA**, Via Vittorio Veneto, 27 – 56100 PISA
- **Dipartimento ARPAT di LUCCA**, Via Vallisneri, 6 – 55100 LUCCA
- **Dipartimento ARPAT di MASSA CARRARA**, Via del Patriota, 2 – 54100 MASSA

Le sedi di destinazione sono:

- **Dipartimento ARPAT di PISA**, Via Vittorio Veneto, 27 56100 – PISA
- **Dipartimento ARPAT di LIVORNO**, Via Marradi, 114 - 57126 – LIVORNO
- **Dipartimento ARPAT di SIENA**, loc. Ruffolo – 53100 SIENA
- **Dipartimento ARPAT di FIRENZE**, Via Ponte alle Mosse, 211 - 50144 – FIRENZE

Le prestazioni oggetto del servizio comprendono:

Servizio di ritiro di campioni

Ciascuna struttura territoriale di ARPAT provvede a confezionare i campioni diagnostici destinati alla spedizione in appositi contenitori isotermeici.

Servizi di trasporto e consegna dei campioni

I contenitori ritirati presso le sedi mittenti dovranno essere trasportati in sicurezza in modo da garantire la corretta conservazione dei campioni contenuti all'interno sia sotto l'aspetto dell'integrità fisica (rischio rotture, rovesciamenti), sia sotto l'aspetto del mantenimento della temperatura di conservazione: pur non prevedendo trasporti a temperatura controllata dovrà essere **assicurato il mantenimento dei contenitori a condizioni di temperatura “ambiente”**.

Il materiale da trasportare consiste in campioni di vario materiale, suddivisibili in matrici ambientali e/o materiale destinato al campionamento (vetreria e plastiche).

I campioni verranno confezionati e imballati a cura del personale ARPAT in contenitori isotermeici della portata massima di kg 30,00 cadauno, corredati di materiale refrigerante e di materiale di riempimento a norma di sicurezza, recanti all'esterno le indicazioni circa l'eventuale fragilità e/o verso di trasporto (alto/basso) del contenitore stesso al fine di abbattere il rischio di rotture o rovesciamenti del materiale trasportato.